

Innovative Technology
For Your Medical Aesthetic Needs

COOLSHAPING²

Extreme Cooling Lipolysis device

COOLSHAPING²

SPEZIFIKATIONEN

Energieart	Kühlung der Lipolyse	Handstück	Groß, Mittel, Klein, Mini
Bereich der Kühlung	-10~5°C	Eingangsleistung	AC 100~240V, 50 / 60 H
Vakuumdruck	260mmHg	Abmessungen (BxTxH)	738 x 498 x 1118 (mm)

 Eunsung


Distributor

Aesthetic Bedarf AG, Sagistrasse 8b, 8910 Affoltern am Albis (CH)
+41 44 463 62 60, www.aestheticbedarf.ch, info@aestheticbedarf.ch



Behandlung durch Kühl-Lipolyse-Technologie

Coolshaping2 ist ein Gerät zur kühlenden Lipolyse. Die Kombination von Kryo- und Vakuum Technologie sorgt für einen sicheren und zuverlässigen Körperstraffungseffekt. Verglichen mit dem Vorgängermodell können mehr Bereiche gleichzeitig behandelt werden und dadurch wird weniger Zeit benötigt. Dank 4 Verschiedenen Handstücken können auch kleinere lokale Bereiche im Gesicht behandelt werden.



Mini-Handstück *70 x 139 x 200 (mm)
Kleines Handstück *89 x 139 x 119 (mm)
Mittleres Handstück *93 x 188.7 x 96 (mm)
Grosses Handstück *115 x 225.5 x 120 (mm)




Die revolutionäre Veränderung von Coolshaping!

COOLSHAPING²

- ✓ Jetzt 360° Ganzflächenkühlung!
- ✓ Gleichzeitiger Betrieb von 4 Handstücken!
- ✓ 4 Grössen von Handstücken für verschiedene Behandlungsbereiche!
- ✓ Vergrößerte Behandlungsfläche!
- ✓ Deutlich verkürzte Behandlungszeit!

Behandlungsbereich



Mechanismus der Behandlung



Kryo-Kühlung starten

Coolshaping-Applikator an der gewünschten Stelle anbringen und mit der Kühlung starten, bis Temperatur erreicht ist.



90 Tage Eliminierte Zellen

Die Fettzellen werden eliminiert.



30 Tage Stoffwechselprozess


In den folgenden Wochen und Monaten werden die Fettzellen durch den Stoffwechsel abgebaut.



Sofortige Kryo-Reaktion

Die Fettzellen im Zielbereich beginnen auf Kryo-Kristallisation zu reagieren.


Vorher / Nachher Bilder



Vorher

Nachher

Abdomen F / 32
3 Behandlungen



Vorher

Nachher

Abdomen M / 40
2 Behandlungen



Vorher

Nachher

Oberschenkel F / 26
3 Behandlungen

Advantages



Stabile Kryo-Energie



Verschiedene Applikatoren



Kurze Ausfallzeit



Gleichzeitiger Betrieb



Benutzerfreundliche Schnittstelle

Zubehör



◀ Kissen



◀ Coolpad



◀ Liner